

## 確実に信頼性の高い 日常検査のために



### 金属製熱源

2本の金属製加熱エレメントが、サンプルを乾燥させます。



### 簡単操作

カバーを開けるだけで、MJ33が測定手順をガイドします。



### プログラミング不要

測定の終点は自動的に決定されますので、終点決定プログラミングは必要ありません。また、タイマーによる終点も設定可能です。



### 見やすいディスプレイ

コンパクトなディスプレイはデータを読み取りやすく、またアイコンにより操作手順や測定状態も一目瞭然です。



## MJ33 コンパクト水分計

日常検査に適した堅ろうなソリューション

MJ33は日常的に行われる検査に適した頑丈な設計で、基本的な機能と簡単な操作性を兼ね備えています。特に製造現場における原材料検査等、工場などでの使用にも最適です。

金属製熱源と簡単操作によって、エラーのないサンプル測定を確実に行うことができ、充実した基本機能により、シンプルで簡単なルーチン作業が実現します。また、終了点決定は自動的に行われるため、スイッチオフ値を設定する必要はありません。

日々、サンプルごとに水分率の合否判定を行うような現場には、MJ33は最適な水分計です。

**MJ33—確実に信頼性の高い日常検査のために**

METTLER TOLEDO

## 金属製加熱エレメント による赤外線加熱

堅ろう性に優れた熱源が、  
正確な結果を導きます。

## ボタン操作なしで 通常測定が可能

簡単に正確な日常検査のために、  
MJ33は測定中にオペレーターをステ  
ップバイステップでガイドします。

## 簡単操作を実現する コンパクトディスプレイ

重要な情報が一目でわかります。  
またアイコンにより操作手順や測  
定状態も一目瞭然です。



## 容易なアクセス、 簡単クリーニング

表面がフラットでアクセス容易  
なサンプルチャンバー構造です  
ので、清掃も簡単に行えます。

## 完全文書化を実現 するプリンタ (オプション)

日付、時間を記録することがで  
きるため、GMP/GLP に対応し  
た文書化が可能です。

## 消耗品、プリンタ、アクセサリ

製品名	品番	備考
<b>直径90mm用</b>		
アルミ皿 (HA-D90)	00013865	80枚入り、使い捨て
ファイバーパット (HA-F1)	00214464	100枚入り、使い捨て
再利用可能サンプル皿 (HA-DR1)	00214462	3枚入り、深さ6mm
<b>プリンタ</b>		
RS-P42プリンタ	00229265	普通紙用プリンタ
普通紙 (RP-45)	90002328	20巻/セット
ラベル紙 (RP-45/LABEL)	90002337	10巻/セット
インクリボン (ERC-09B)	90002321	5個/セット
<b>アクセサリ</b>		
温度調節セット (HA-TC)	00214455	校正証明書なし
温度調節セット (HA-TCC)	00214528	SCS校正証明書付き
調整用分銅20g	00158640	OIML F1級分銅
インターフェイスケーブル	11101051	RS9-RS9mf, 1m
耐化学薬品性保護カバー	11113363	2枚入り



メトラー・トレドのアルミニウムサンプル皿には、完璧な表面処理がされているため、すべての用途に適しています。



吸収性ガラスファイバーパットは、液体やペースト状のサンプルに適しています。これにより、分析時間が大幅に削減されます。

## MJ33仕様

品番	11121810
<b>測定値</b>	<b>水分率</b>
最小表示	0.01%
繰り返し性(sd) サンプル2g	0.15%
繰り返し性(sd) サンプル10g	0.05%
<b>測定結果表示</b>	
水分率(MC)、灰分率(DC)%表示	✓
重量表示(g)	✓
ATRO水分率(AM)	✓
<b>ひょう量部</b>	
最大サンプル重量	35g
最小サンプル重量	0.5g
最小表示	1mg
<b>乾燥ユニット</b>	
ヒーティングモジュール	(赤外線)金属製加熱エレメント
設定温度範囲	50~160°C
温度ステップ	1°C
乾燥プログラム	標準乾燥
スイッチオフ	全自動終点(固定)、タイマー、手動
タイマー設定	1~99分
<b>品質保証</b>	
パスワードプロテクション	✓
GLP/GMP準拠印字出力	✓
<b>言語</b>	
	日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語
価格(税抜き)	¥ 178,000
検査結果証明書価格(税抜き)	¥ 46,000

## メトラー・トレド株式会社 科学機器事業部

お問い合わせ先

東京本社(カスタマーサポートセンター)

TEL: **03-3222-7111** FAX: **03-3222-7115**

E-mail: [sales.admin.jp@mt.com](mailto:sales.admin.jp@mt.com)

### ■東京本社

〒102-0075 東京都千代田区三番町3-8 泉館三番町ビル4F

### ■大阪支社

〒541-0053 大阪市中央区本町2-1-6 堺筋本町センタービル15F

●製品の仕様・価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●表示価格に消費税は含まれておりません。

©Mettler-Toledo K.K., 08/2007 All rights reserved

[www.mt.com/jp](http://www.mt.com/jp)

代理店名