

Pipet-Lite PL+单道移液器

移液变得更轻松

瑞宁单道移液器



LTS-您的最佳选择

Rainin获得专利的LifeTouch轻触式去吸头系统(LTS)：较小密封区域和前挡点设计能够确保快速安装吸头、密封性良好且易于退出。为您的双手带来非凡感受。无需敲击吸头！（适用于L系列）



高精度带来完美实验结果

先进的技术保证了Pipet-Lite PL+移液器的出色性能，高品质零件和过硬的产品质量以实现完美的精度让您的实验报告更具可靠性，再也不用担心实验数据的偏差问题了。



更佳的移液操控性

轻质弹簧设计，极大减少活塞推进力；全新的低摩擦密封系统可实现非常平稳的移液操作；指钩设计减少手握持力，从而大大减少了手部疲劳、酸痛和损伤的风险。



人性化设计

移液器锁定装置可将量程锁定，防止体积被意外更改；最新设计吸头推出系统，可减少退吸头时所产生的拇指压力；退吸头臂上的量程标示，可以轻松找到实验需要的移液器。



全新升级，超值体验

Pipet-Lite PL+系列产品秉承经典设计和完美的精度，确保您的每个实验测试数据真实可靠；人性化设计和LTS专利技术，给您带来轻松愉快的移液体验。为您每一次实验保驾护航。

瑞宁Pipet-Lite PL+单道移液器

技术参数

型号	量程 (μL)	步进量 (μL)	准确性		重复性	
			%	μL (±)	%	μL (≤)
L-2PL+, SL-2PL+	0.2	0.002	12.0	0.024	6.0	0.012
	1		2.7	0.027	1.3	0.013
	2		1.5	0.030	0.7	0.014
L-10PL+, SL-10PL+	1.0	0.02	2.5	0.025	1.2	0.012
	5.0		1.5	0.075	0.6	0.03
	10.0		1.0	0.1	0.4	0.04
L-20PL+, SL-20PL+	2	0.02	7.5	0.15	2.0	0.04
	10		1.5	0.15	0.5	0.05
	20		1.0	0.2	0.3	0.06
L-100PL+, SL-100PL+	10	0.2	3.5	0.35	1.0	0.1
	50		0.8	0.4	0.24	0.12
	100		0.8	0.8	0.15	0.15
L-200PL+, SL-200PL+	20	0.2	2.5	0.5	1.0	0.2
	100		0.8	0.8	0.25	0.25
	200		0.8	1.6	0.15	0.3
L-1000PL+, SL-1000PL+	100	2	3.0	3.0	0.6	0.6
	500		0.8	4.0	0.2	1.0
	1000		0.8	8.0	0.15	1.5
*L-5000PL+, *SL-5000PL+	500	5	2.4	12.0	0.6	3.0
	2500		0.6	15.0	0.2	5.0
	5000		0.6	30.0	0.16	8.0
*L-10MLPL+, *SL-10MLPL+	1 mL	20	5.0	50.0	0.6	6.0
	5 mL		1.0	50.0	0.2	10.0
	10 mL		0.6	60.0	0.16	16.0

订购信息

订货编号 LTS	型号 LTS	订货编号 通用型	型号 通用型	量程范围
30260874	L-2PL+	30260866	SL-2PL+	0.1-2 μL
30260875	L-10PL+	30260867	SL-10PL+	0.5-10 μL
30260876	L-20PL+	30260868	SL-20PL+	2-20 μL
30260877	L-100PL+	30260869	SL-100PL+	10-100 μL
30260878	L-200PL+	30260870	SL-200PL+	20-200 μL
30260879	L-1000PL+	30260871	SL-1000PL+	100-1000 μL
30260880	*L-5000PL+	30260872	*SL-5000PL+	500-5000 μL
30260881	*L-10MLPL+	30260873	*SL-10MLPL+	1000 μL-10 mL

*5000 μL、10 mL型号的外形与图片不同。

吸头

订货编号	型号	描述	最大量程
30180889	RC-L10/10-C	1000个/袋, 10袋/箱LTS吸头	20 μL
30180888	RC-L250/10-C	1000个/袋, 10袋/箱LTS吸头	200 μL
30180887	RC-L1000/10-C	1000个/袋, 10袋/箱LTS吸头	1000 μL
30184815	RC-10/10-C	1000个/袋, 10袋/箱通用吸头	10 μL
30184814	RC-250/10-C	1000个/袋, 10袋/箱通用吸头	250 μL
30184813	RC-1000/10-C	1000个/袋, 10袋/箱通用吸头	1000 μL

Rainin、Pipet-Lite、LTS、Pipetting 360°和LiteTouch是Rainin Instrument, LLC的商标。



全新盒装设计

- 按压式锁扣, 轻松一按就可打开盒盖
- 可堆叠设计, 节约实验室空间
- 新型吸头支架, 满足多道移液器部分装吸头的需求
- 半透明盒盖, 轻松分辨吸头量程



高品质洁净吸头

- 独有的FinePoint薄壁设计, 确保移液的准确性和重复性
- 100,000级超净吸头生产车间, 从源头上保证吸头的洁净无污染
- 严格的质量管控流程, 为您提供可靠的高品质吸头



多种规格和包装类型

- 适应于不同应用的多种吸头规格
 - 普通
 - 预灭菌
 - 滤芯
- 提供适合大多数移液器品牌的UNV通用型吸头和Rainin专有的LTS吸头
- 提供满足个性化需求的多种包装类型
 - 袋装
 - 盒装
 - 补充装



梅特勒-托利多

实验室/过程分析/产品检测设备

地址: 上海市桂平路589号
邮编: 200233
电话: 021-64850435
传真: 021-64853351
E-mail: ad@mt.com

工业/商业衡器及系统

地址: 江苏省常州市新北区太湖西路111号
邮编: 213125
电话: 0519-86642040
传真: 0519-86641991
E-mail: ad@mt.com

www.mt.com/rainin

访问网站, 获得更多信息

欢迎添加实验室微信号



微信号: MT-LAB



梅特勒-托利多始终致力于其产品功能的改进工作。基于该原因, 产品的技术规格亦会受到更改。如遇上述情况, 恕不另行通知。
12360051 Printed in P.R. China 2017/01