

Für Reinheit und Komfort

Diese Spitzen sind



Ultrarein

BioClean Ultra Spitzen werden unter Reinraumbedingungen der Klasse 100.000 hergestellt, umfassend auf alle Arten von Verunreinigungen getestet und sorgfältig verpackt, um ihre Reinheit bis zum Gebrauch zu gewährleisten.



Klappdeckel/ abnehmbarer Deckel

Der Multifunktionsdeckel stellt absolute Flexibilität sicher. Durch ein Spezialscharnier kann der Deckel 120° geöffnet werden. Wird der Deckel weiter geöffnet, löst er sich von der Box. Diese Racks sind robust, stapelbar und voll autoklavierbar.



Mehrkanalfreundlich

Egal ob Ihre Pipette 8- oder 12-kanalig ist, die Seiten des Spitzenkastens sind konisch, dadurch ist eine vollständige oder teilweise Aufnahme der Spitzen möglich.



Mit einer Hand zu öffnen

Selbst bei Herunterfallen der Box auf den Boden, bleibt der Deckel geschlossen und die Spitzen sind in Sicherheit. Öffnen lässt sich die Box durch sanften Druck von Zeigefinger und Daumen auf die Verriegelung.



BioClean Ultra Pipettenspitzen

Strengerer Reinheitsstandard; Neue Verpackung

BioClean™ ist seit langem der Standard, der unseren Kunden garantiert, dass Rainin-Spitzen qualitativ hochwertig und frei von biologischen Verunreinigungen sind. Mit BioClean Ultra haben wir die Messlatte in der Branche höher gelegt, die Nachweisgrenzen wurden strenger gezogen und auf Protein und Protease erweitert.

BioClean Ultra™ Mit der Einführung des BioClean Ultra-Standards haben wir auch ein neues Rack- und Nachfüllsystem eingeführt, das vor allem für Forscher, die einen Klappdeckel bevorzugen, außergewöhnlich einfach und bequem in der Bedienung ist.

Hinweis: Neue Verpackung für RT-Spitzen in Racks, Green-Pak™ und SpaceSaver™. TerraRack™, StableRak™ und StableStak™ bleiben unverändert.

Multifunktionelles Rack- und Nachfüllsystem

Insgesamt ein Rack- und Nachfüllsystem,
das mit Ihnen zusammenarbeitet.




Geringeres Gewicht

Die Integration von Spitzen-Tray und Basis sorgt für mehr Belastbarkeit und Stabilität. Ergebnis: Wir haben die Menge verwendeter Kunststoffe um durchschnittlich 20 % verringert. Weniger Kunststoff bedeutet weniger Gewicht und weniger Kunststoffabfall.



Stapelbar

Von unseren neuen Racks sind fünf übereinander stapelbar, eine ordentliche, platzsparende Lagerung ist somit garantiert. Die hochauflösende Etikettierung an der Vorderseite der Racks beinhaltet die Produktdetails in übersichtlichem Format. Die farbigen Spitzen-Trays erstrecken sich bis zum Rand der Box und machen das Volumen klar sichtbar.



Autoklavierbar

Unsere neuen Racks sind vollständig autoklavierbar und so konzipiert, dass sie vielen Zyklen durch den Autoklaven standhalten. Sie können entweder über die Einzelracks oder über den Nachfüllstapel nachgefüllt werden.

BioClean Ultra™

Der neue Standard für Spitzenreinheit

Für genaue Ergebnisse müssen Sie sicher sein, dass Ihre Pipettenspitzen frei von biologischen Verunreinigungen sind. Rainins strenges BioClean Ultra Testsystem stellt sicher, dass Sie die feinsten, reinsten Spitzen erhalten, die auf dem Markt erhältlich sind.

| Geprüfte Verunreinigungen | Nachweissicherheit der Prüfverfahren |
|---------------------------|--|
| RNase | $\leq 10^{-9}$ Kunitz-Einheiten/ μ L |
| DNase | $\leq 10^{-7}$ Kunitz-Einheiten/ μ L |
| Menschliche DNA | $< 0,32$ pg |
| Bakterielle DNA | < 1 pg |
| Endotoxin | $\leq 0,001$ EU/mL |
| ATP | $< 2 \times 10^{-12}$ mg/ μ L |
| Protein | < 2 ng/Linie (keine sichtbare Bande) |
| Protease | ≤ 500 ng/mL |
| PCR-Inhibitoren | keine erkannt |

Rainin, Pipetting 360°, LTS, BioClean und BioClean Ultra, Green-Pak, SpaceSaver, TerraRack, StableStak und StableRak sind Warenzeichen von Mettler-Toledo Rainin, LLC.



METTLER TOLEDO Group

Laboratory Division
Ansprechpartner vor Ort: www.mt.com/contacts

Technische Änderungen vorbehalten
© 02/2018 METTLER TOLEDO. Alle Rechte vorbehalten.
PB-275 Rev A (A4)
Rainin MarCom

www.mt.com/rainin

Weitere Informationen
erhalten Sie unter