



**LC-P45-Drucker**  
Bestell-Nr. 00229119  
Programme:  
• Statistische Funktionen  
• Ergebnissummiertung  
• Multiplikation und Division



**RS-P26-Drucker**  
Bestell-Nr. 12120788  
Programme:  
• Ergonomisch gestaltete Bedientasten, u. a. für Nullstellung, Datum und Uhrzeit, Einzug und Ausdruck



**Dichte-Kit**  
Bestell-Nr. 00033360  
Für die Dichtebestimmung von Festkörpern.



**Diebstahlsicherung**  
Bestell-Nr. 00590101  
Stahlseil mit Schloss sichert die Waage.



**RS/LC-BLD-Zweitanzzeige**  
Bestell-Nr. 00224200  
Auf einem Stativ mit hinterleuchteter LC-Anzeige.



**RS232-Zweitanzzeige**  
Bestell-Nr. 12120057  
Die hinterleuchtete Zweitanzzeige kann frei platziert werden.



**B-S AccuPac**  
Bestell-Nr. 21254691  
Für netzunabhängiges Wägen. Wiederaufladbarer externer Akku für bis zu 18 Stunden Wägebetrieb.



**USB-232-Kabel**  
Bestell-Nr. 11103691  
Der USB-232-Converter ist ein Erweiterungsmodul für den Anschluss an einen USB-Port am Computer. Unterstützte Baud-Raten von 1200K bis 115,2K.



**LabX direct balance**  
Bestell-Nr. 11120340  
Einfache Dateneingabe durch Anschluss der Waage an einen PC.



**Gewichte**  
Gewicht für Prüfung und Justierung. Garantierte Rückführbarkeit. Weitere Informationen: [www.mt.com/weights](http://www.mt.com/weights)

## Weltweiter Service Schweizer Qualität

**ServiceXXL®**  
Tailored Services

**Weltweiter Service**  
Unser globales Servicenetz gewährleistet Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer für Ihre Waage.



**Schweizer Qualität**  
Vertrauen Sie schweizer Wägetechnologie.

[www.mt.com/pharmacy](http://www.mt.com/pharmacy)

Weitere Informationen



**Qualitätszertifizierung.**  
Entwicklung, Produktion und Prüfung gemäß ISO 9001. Umweltmanagementsystem gemäß ISO 14001.



**„Communauté Européenne“.**  
Dieses Zeichen gibt Ihnen die Gewähr, dass unsere Produkte den neuesten Leitlinien entsprechen.

**Mettler-Toledo AG**  
Im Langacher  
P.O. Box LabTec  
8606 Greifensee  
Schweiz

Technische Änderungen vorbehalten  
© 03/2007 Mettler-Toledo AG  
Gedruckt in der Schweiz 11795717

Pharmacy Line



### Pharmacy Line

Genau  
Benutzerfreundlich  
Bedürfnisgerecht

**Leitfaden zur Auswahl  
der richtigen Apotheken Waage**

**METTLER TOLEDO**

Pharmacy Line	Hauptfunktionen	Ablesbarkeit	Pharmacy Line	Preis	Wägebereich	Waagschale (mm)
	<b>MonoBloc.</b> Führende Technik für hervorragende Wägeleistung	0.0001 g	 <b>AB104-S/MPH</b> <b>AB204-S/MPH</b>		50 g 100 g 200 g 300 g 600 g 1500 g 3000 g 4000 g 6000 g 110 g 210 g	ø80
	<b>FACT.</b> Vollautomatische Justierung.					
	<b>Eingebaute Programme.</b> Benutzerfreundliche Programme: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stückzählfunktion</li> <li>Rezepturprogramm für die schnelle und einfache Anfertigung von Rezepturen</li> </ul>	0.001 g	 <b>PB303-S/MPH</b> <b>PB503-S/MPH</b> <b>PB503-SDR/MPH</b>		310 g 510 g 510 g ← 60 g →	ø100
	<b>Wägeresultate</b> in diversen Einheiten: kg, g, mg.	0.01 g	 <b>PB3002-S/MPH</b> <b>PB3002-SDR/MPH</b>		3100 g 3100 g ← 600 g →	ø180
	<b>Vibrationsadapter.</b> Vermindert Einflüsse durch Vibrationen und kleinere Stöße.	0.1 g	 <b>PB6001-S/MPH</b>		6100 g	180x180
	<b>Schutzhülle.</b> Deckt das gesamte Waagengehäuse ab und schützt die Waage vor Verschmutzung und Kratzern.	0.001 g	 <b>PG1003-S/MPH</b>		1010 g	128x128
	<b>Hinterleuchtete Anzeige.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hinterleuchtete Anzeige für alle AB-S/PH und PB-S/PH Modelle</li> <li>Fluoreszierendes VFD Display für alle PG-S/PH Modelle</li> </ul>	0.01 g	 <b>PG4002-S/MPH</b> <b>PG4002-SDR/MPH</b> <b>PG6002-S/MPH</b> <b>PG6002-SDR/MPH</b>		4100 g 4100 g 6100 g 6100 g	165x165
	<b>Resistent gegenüber Chemikalien.</b>					
	<b>Windschutz</b> aus Glas mit Schiebetüren. Freier Zugang seitlich und von oben (nur erhältlich für 0.1 mg Modelle).					
	<b>Delta Range.</b> Zehnmal höhere Ablesbarkeit über den gesamten Wägebereich. Dieser Feinbereich deckt 20% des Grobbereichs ab.					
	<b>Standard RS232 Interface.</b> Für Anschluss an PC und Drucker.					
	<b>Einrichtung</b> für Unterflurwägung.					
	<b>LabX PC Software.</b> Für elektronisches Datenmanagement.					

**OIML** Alle Modelle sind geeicht. Sie sind jedoch auch in ungeeichter Ausführung erhältlich.

**Funktioneller Windschutz**

- Leicht zu reinigen
- Die Seitenwände können ausgebaut und auf der Rückseite der Waage aufbewahrt werden



**Benutzerfreundliche Software**

- Die Menu-Funktionen enthalten alle wichtigen Applikationen für die tägliche Arbeit in Apotheken:
- Rezepturen mischen und formulieren
  - Pillen oder Tabletten zählen
  - Stabile Resultate dank Vibrationsadapter

**Für Apotheken**

Das Äskulap Symbol ist international bekannt: es unterstreicht, dass diese Waage für Apotheken bestimmt ist.

**Klare Ablesbarkeit aus jedem Winkel**

- Hinterleuchtete Anzeige
- Fluoreszierendes VFD Display



**FACT Kalibrierung**