

Accessoires pour les balances Pharmacy Line



Imprimante LC-P45

Référence 00229119

Applications :

- Fonctions statistiques
- Totalisation des résultats
- Multiplication et division



Imprimante RS-P26

Référence 12120788

Applications :

- Touches de fonction ergonomiques (Zéro, Date/heure, Remplissage, Impression)



Kit de masse volumique

Référence 00033360
Pour déterminer la masse volumique des solides.



Protection antivol

Référence 00590101
Le câble en acier avec cadenas protège la balance contre le vol.



Afficheur aux. RS/LC-BLD

Référence 00224200
Sur support avec écran LCD rétroéclairé.



Afficheur aux. RS232

Référence 12120057
L'afficheur auxiliaire rétroéclairé peut être placé ailleurs.



AccuPac B-S

Référence 21254691
Solution de pesage portable. Alimentation externe rechargeable avec une autonomie de 18 heures.



Câble USB-232

Référence 11103691

L'adaptateur USB-232 est un module d'extension intelligent qui se connecte au port USB d'un PC. Débits en bauds pris en charge : de 1 200 à 115,2 K.



LabX direct balance

Référence 11120340

Entrée des données simple en connectant la balance à un PC.



Poids

Poids pour tests et réglages.
Traçabilité garantie.
Pour plus d'informations :
www.mt.com/poids

Service international

Qualité suisse

ServiceXXL®

Tailored Services

Service mondial

Notre réseau de service mondial garantit une durée d'utilisation de l'équipement optimale et une justesse des résultats permanente.



Qualité suisse

Faites confiance à la technologie de pesage suisse.

www.mt.com/pharmacy

Pour plus d'informations

Mettler-Toledo AG

Im Langacher
P.O. Box LabTec
8606 Greifensee
Suisse

Sous réserve de modifications techniques
© 03/2007 Mettler-Toledo AG
Imprimé en Suisse 11795719



Certificat de qualité.

Développement, production et tests conformes à la norme ISO 9001.



Système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001.



« Conformité européenne ».

Ce marquage garantit que nos produits sont conformes aux dernières directives.

Pharmacy Line



Pharmacy Line

Précises

Simple d'utilisation

Conçues pour les pharmaciens

Guide de sélection

Pour faire le bon choix

METTLER TOLEDO

Pharmacy Line	Caractéristiques principales	Précision d'affichage	Pharmacy Line	Prix	Plage de pesée	Plateau de pesée (mm)
	MonoBloc. Technologie de pesage pour des résultats rapides et précis.	0.0001 g	 AB104-S/MPH AB204-S/MPH		50 g 100 g 200 g 300 g 600 g 1500 g 3000 g 4000 g 6000 g 110 g 210 g	ø80
	FACT. Calibrage interne entièrement automatique.	0.001 g	 PB303-S/MPH PB503-S/MPH PB503-SDR/MPH		310 g 510 g 510 g 60 g	ø100
	Applications intégrées. Programmes applicatifs faciles à utiliser intégrés en standard : • Comptage de pièces avec sélection simple de la référence • Programme de formulation	0.01 g	 PB3002-S/MPH PB3002-SDR/MPH		3100 g 600 g 3100 g	ø180
	Unités. Résultats de pesage en différentes unités : kg, g, mg.	0.1 g	 PB6001-S/MPH		6100 g	180x180
	Adaptateur anti-vibration. Amortit vibrations et chocs mineurs.	0.001 g	 PG1003-S/MPH		1010 g	128x128
	Housse de protection. Recouvre la balance pour la protéger des dommages.	0.01 g	 PG4002-S/MPH PG4002-SDR/MPH PG6002-S/MPH PG6002-SDR/MPH		4100 g 4100 g 6100 g 6100 g	165x165
	Rétroéclairage. Afficheur rétroéclairé lumineux. • Ecran brillant rétroéclairé pour tous les modèles AB-S/PH et PB-S/PH • Ecran fluorescent VFD pour tous les modèles PG-S/PH	0.01 g				
	Boîtier résistant aux produits chimiques.					
	Pare-brise. Pare-brise en verre avec portes coulissantes. Accès libre par la droite, la gauche ou le dessus (disponible uniquement pour les modèles à 0,1 mg).					
	Delta Range. Précision dix fois plus élevée sur la totalité de la plage de pesée par simple pression d'une touche. Suivant les modèles, la plage fine couvre jusqu'à 20 % de la plage totale.					
	Interface. Interface RS232C en standard pour connexion à un PC ou une imprimante.					
	Pesage par le dessous. Crochet pour le pesage sous la balance.					
	Logiciel PC LabX. Gestion électronique des données.					

OIML Tous les modèles sont calibrés. Ils sont cependant également disponibles en version non calibrée.

Pare-brise fonctionnel

- Facile à nettoyer
- Les vitres peuvent être démontées et rangées à l'arrière



Logiciels dédiés

Les fonctions du menu conviennent aux applications utilisées quotidiennement en pharmacie :

- Mélange et formule les prescriptions
- Compte les pilules et les cachets
- Assure des résultats stables avec l'adaptateur anti vibration

Affichage lisible sous n'importe quel angle

- Ecran brillant rétroéclairé
- Ecran fluorescent VFD

Conçue pour les pharmacies

Le symbole du caducée est connu dans le monde entier : il indique que cette balance est conçue pour les pharmaciens.



Calibrage FACT