



Stampante LC-P45

N. ordine 00229119

Applicazioni:

- Funzioni statistiche
- Risultati totali
- Moltiplicazione e divisione



Stampante RS-P26

N. ordine 12120788

Applicazioni:

- Tasti di funzione ergonomici tra cui azzeramento, data/ora, alimentazione, stampa



Kit densità

N. ordine 00033360

Per determinare la densità dei solidi.



Cavo USB-RS232

N. ordine 11103691

Il convertitore USB-232 è un modulo espansione intelligente utile per il collegamento a una porta USB su PC. Velocità di trasmissione supportata da 1200 a 115.2K.



Dispositivo antifurto

N. ordine 00590101

Un cavetto in acciaio con lucchetto per assicurare la bilancia.



RS/LC-BLD display ausiliario

N. ordine 00224200

Su braccetto di supporto con display LC retroilluminato.



RS232 display ausiliario

N. ordine 12120057

Il display ausiliario retroilluminato può essere posizionato dove è più comodo.



B-S AccuPac

N. ordine 21254691

Per bilance portatili. Alimentazione esterna ricaricabile, con tempo di autonomia fino a 18 ore.



LabX direct balance

N. ordine 11120340

Facile trasferimento dei dati mediante collegamento della bilancia a un PC.



Masse

Masse per test e regolazioni.

Riferibilità garantita.

Per ulteriori informazioni:

www.mt.com/weights

Assistenza in tutto il mondo

Qualità svizzera

ServiceXXL®

Tailored Services

Assistenza in tutto il mondo

La nostra rete di assistenza capillare garantisce sempre un servizio di manutenzione ottimale e risultati accurati.



Qualità svizzera

Affidati alla tecnologia di pesata Svizzera.

Pharmacy Line



Pharmacy Line

Precise

Facili da usare

Dedicate

www.mt.com/pharmacy

Per ulteriori informazioni

Guida alla scelta

La bilancia ideale per le farmacie



Certificato di qualità.

Sviluppo, produzione e verifiche secondo ISO 9001.


















Sistema di gestione ambientale secondo ISO 14001.







"Communauté Européenne".

Questo marchio garantisce che i nostri prodotti corrispondono alle più recenti linee guida comunitarie.


METTLER TOLEDO

Pharmacy Line	Caratteristiche principali	Risoluzione	Pharmacy Line	Prezzo	Portata	Piatto di pesata (mm)
	MonoBloc. Tecnologia di pesata per risultati veloci e accurati.	0.0001 g	 AB104-S/MPH AB204-S/MPH		50 g 100 g 200 g 300 g 600 g 1500 g 3000 g 4000 g 6000 g 110 g 210 g	ø80
	FACT. Sistema di regolazione totalmente automatico.	0.001 g	 PB303-S/MPH PB503-S/MPH PB503-SDR/MPH		310 g 510 g 510 g 60 g	ø100
	Applicazioni standard. Applicazioni con guida operatore di serie: • Conteggio pezzi, con ottimizzazione riferimento • Programma per la preparazione di ricette	0.01 g	 PB3002-S/MPH PB3002-SDR/MPH		3100 g 3100 g 600 g	ø180
	Unità. Diverse unità di visualizzazione peso: kg, g, mg.	0.1 g	 PB6001-S/MPH		6100 g	180x180
	Adattatore processo di pesata. Quattro diverse impostazioni per garantire prestazioni di pesata ottimali.	0.001 g	 PG1003-S/MPH		1010 g	128x128
	Capottina di protezione. Protegge la bilancia da agenti esterni.	0.01 g	 PG4002-S/MPH PG4002-SDR/MPH PG6002-S/MPH PG6002-SDR/MPH		4100 g 4100 g 6100 g 6100 g	165x165
	Retroilluminazione • Display retroilluminato chiaramente visibile per tutti modelli AB-S/PH e PB-S/PH • Display VFD fluorescente per tutti modelli PG-S/PH					
	Chassis resistente agli agenti chimici.					
	Paravento. Paravento in vetro con finestre scorrevoli. Accesso libero da tre lati (solo per modelli 0.1 mg).					

-  **Delta Range.** Alta risoluzione liberamente disponibile su tutto il range. A seconda del modello, questo range fine copre fino al 20% del range di pesata.
-  **Interfaccia.** RS232C per connessione a PC o stampante.
-  **Pesata sotto.** Gancio per pesare sotto la bilancia.
-  **Software LabX.** Gestione elettronica del dato.


Paravento ergonomico

- Facile da pulire
- I vetri laterali si possono smontare e posizionare nel retro del paravento



Dedicata alle farmacie

La croce di Esculapio è universalmente riconosciuta come simbolo delle farmacie.

 Tutti i modelli sono approvati. Sono tuttavia disponibili modelli non approvati.

Software dedicato

Le funzioni software:

- Preparazione ricette con l'applicazione formulazione
- Conteggio pillole o compresse
- Risultati affidabili grazie all'adattatore alle vibrazioni

Facile da leggere in ogni condizione

- Display retroilluminato
- Display VFD fluorescente



Regolazione FACT