

Spezialwaagen für Apotheken



Für Apotheken

Die Pharmacy Line von METTLER TOLEDO wurde speziell auf die Bedürfnisse von Apotheken zugeschnitten – damit Ihnen das tägliche Wägen möglichst leicht fällt.



Genau und zuverlässig

METTLER TOLEDO steht für absolute Genauigkeit bei jeder Wägaufgabe. Alle Waagen sind robust und somit für eine lange Lebensdauer konzipiert.




Einfaches Rezeptieren

Jede Waage der Pharmacy Line verfügt über die Funktion «Formula». Mit nur einer Taste können Sie schnell und einfach Rezepturen anfertigen.

Pharmacy – Die neue Waagenlinie

Anwendungen in Apotheken sind vielfältig. Die Verarbeitung hochwertiger Wirkstoffe, beispielsweise für Augentropfen, verlangt präzises Arbeiten und verlässliche Instrumente. Das Rezeptieren verschiedenster Salben, Cremes und Heilmittel muss einfach und genau geschehen, Teezubereitungen werden oft nach Kundenwünschen gemischt.



Automatische Justierung

Mit FACT, der vollautomatischen Justierung, können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Waage immer richtig justiert ist – unter allen Bedingungen.

Die bewährte Qualität von METTLER TOLEDO erfüllt alle Bedürfnisse Ihrer Apotheke – zu Ihrer Zufriedenheit und jener Ihrer Kunden.

www.mt.com/pharmacy



Immer gut beraten

Auch eine gute Waage muss regelmäßig überprüft werden. Nutzen Sie die Kompetenz unserer Servicetechniker. Ein regelmäßiger Service verlängert die Lebensdauer Ihrer Waage.

www.mt.com/service

Technische Daten – Pharmacy Line



Ablesbarkeit	Modell	Höchstlast	Justierung	Wiederholbarkeit	Linearität	Aussenmasse (B/T/H)
0.0001g	AB104-S/MPH	110 g	FACT	0.1 mg	0.2 mg	245/321/344 mm
	AB204-S/MPH	210 g	FACT	0.1 mg	0.2 mg	245/321/344 mm

Waagschale mm

Ø 80



0.001g	PB303-S/MPH	310 g	FACT	0.001 g	0.002 g	245/321/236 mm
	PB503-S/MPH	510 g	FACT	0.001 g	0.002 g	245/321/236 mm
	PB503-SDR/MPH	100 g/510 g	FACT	0.001 g/0.01 g	0.01 g	245/321/236 mm

Ø 100



0.01g	PB3002-S/MPH	3100 g	FACT	0.01 g	0.02 g	245/321/89 mm
	PB3002-SDR/MPH	600 g/3100 g	FACT	0.01 g/0.8 g	0.01 g	245/321/89 mm

Ø 180



0.1 g	PB6001-S/MPH	6100 g	FACT	0.1 g	0.1 g	245/321/89 mm
-------	--------------	--------	------	-------	-------	---------------

180x180



0.001g	PG1003-S/MPH	1010 g	FACT	0.0015 g	0.003 g	226/360/239 mm
--------	--------------	--------	------	----------	---------	----------------

128x128



0.01g	PG4002-S/MPH	4100 g	FACT	0.008 g	0.02 g	226/360/95 mm
	PG4002-SDR/MPH	800 g/4100 g	FACT	0.008 g/0.03 g	0.02 g/0.05 g	226/360/95 mm
	PG6002-S/MPH	6100 g	FACT	0.01 g	0.02 g	226/360/95 mm
	PG6002-SDR/MPH	1200 g/6100 g	FACT	0.01 g/0.03 g	0.02 g/0.05 g	226/360/95 mm

165x165

OIML

Alle Modelle sind geeicht. Sie sind jedoch auch in ungeeichter Ausführung erhältlich.

A

Eingebaute Anwendungen:
– Rezepturprogramm
– Stückzählfunktion (ausser PG-S/PH)

FACT

Vollautomatische interne Justierung FACT justiert die Waage automatisch, sobald Temperaturschwankungen auftreten.

Delta Range

Auf Tastendruck über den gesamten Wägebereich zehnfach höhere Ablesbarkeit. Dieser Feinbereich deckt 20% des Grobbereichs ab.

RS 232

RS232-Schnittstelle für Verbindung zu PC oder Drucker.



Hinterleuchtete Anzeige oder fluoreszierendes Display für leicht lesbare Resultate.

METAL

Hochwertiges, chemikalienbeständiges Metallgehäuse aus Alu-Druckguss, schützt Wägezelle und Elektronik.



Schutzhülle. Deckt das Waagengehäuse ab und schützt vor Verschmutzung und Kratzern.

Technische Daten – Spezialprodukte



Modell	PL1501-S/M03	PL6001-S/M03	BBA422-35LA	BBK422-35DLA
Ablesbarkeit	0.2 g	0.1 g	5 g/10 g	0.1 g/1 g
Höchstlast	1510 g	6100 g	15 kg/35 kg	7 kg/35.1 kg

LabX direct balance

Best. Nr. 11120340
Einfachste Datenerfassung durch Anbindung der Waage an einen PC.

Wenn in Ihrer Apotheke GMP und Rückverfolgbarkeit Themen sind, finden Sie weitere Modelle auf www.mt.com



Qualitätszertifikat ISO9001
Umweltzertifikat ISO14001
Internet: <http://www.mt.com>
Service weltweit

Technische Änderungen vorbehalten
© 03/2007 Mettler-Toledo AG
Printed in Switzerland 11795581
MCG MarCom Greifensee

Mehr Informationen
www.mt.com/pharmacy