

Pipet-Lite PL+マルチチャンネル 卓越した価値、向上したデザイン



LTS – 最適な選択

LTS™ LiteTouch™ システムは、密閉面積が小さくポジティブストップ機構により、しっかりと均一に密閉し、一貫したサンプル吸引を実現します。チップ装着にかかる力が小さいため、チップが詰まることがなく、シャフトの摩耗が減り、ピペットの寿命が延びます。



正確性と精度

Pipet-Lite PL+は、レイニンのすべてのピペットに期待される高い正確性と精度を備え、信頼性の高い結果を提供します。



耐久性と信頼性

頑丈に設計されたPipet-Lite PL+は、日々のラボでの厳しい使用にも耐え、長期にわたって信頼性の高い操作を実現します。



高度な機能

PL+は、色分けされた容量インジケータから便利に配置された容量ウィンドウまで、簡単で効率的、片手で操作できるように設計されています。



Pipet-Lite™ PL+ 研究の新しいアシスタント

レイニンPipet-Lite PL+は、優れた正確性と耐久性を手頃な価格で提供します。使いやすさを追求して設計されたこの堅牢なピペットは、容量の識別とチップの選択を容易にする色分けされたインジケータと、手の位置を移動することなく容量を読み取るマイクロメーターが特徴です。

Pipet-Lite PL+マルチチャンネルピペット

信頼性の高いマルチチャンネルピペッティング

標準機器

- 容量0.5~300 μL 対応の8および12チャンネル形式
- LiteTouchシステム (LTS) により、比類のない密閉性能、チャンネル間の一貫性、人間工学性を実現
- LTSと内蔵ショックアブソーバーにより簡単にチップが取り外し可能
- フィンガーフック付きの人間工学に基づいたデザインのハンドル
- 容量ロック機能により、予期しない容量の変化を防止



技術仕様

モデル	容量 (μL)	最小可変容量 (μL)	系統誤差		偶然誤差	
			%	μL ($\pm$)	%	μL ($\leq$)
10 μL	1.0	0.02	4.0	0.040	5.0	0.050
	5.0		1.5	0.075	1.5	0.075
	10.0		1.0	0.10	0.50	0.050
20 μL	2	0.02	7.5	0.15	4.0	0.080
	10		1.5	0.15	1.5	0.15
	20		1.0	0.20	0.50	0.10
50 μL	5	0.05	3.5	0.18	2.0	0.10
	25		1.2	0.30	0.50	0.125
	50		0.80	0.40	0.40	0.2
200 μL	20	0.2	2.5	0.50	1.2	0.24
	100		0.80	0.80	0.25	0.25
	200		0.80	1.6	0.30	0.60
300 μL	30	0.5	2.5	0.75	1.5	0.45
	150		0.80	1.2	0.30	0.45
	300		0.80	2.4	0.25	0.75

仕様は予告なく変更する場合があります。
Rainin、Pipetting 360+, LTS、LiteTouch and Pipet-LiteはMettler-Toledo Rainin, LLCの商標です。

発注情報

品番	製品名	容量範囲
8チャンネル (LTSのみ)		
30537456	L8-10PL+	0.5~10 μL
30537457	L8-20PL+	2~20 μL
30537458	L8-50PL+	5~50 μL
30537459	L8-200PL+	20~200 μL
30537460	L8-300PL+	20~300 μL
12チャンネル (LTSのみ)		
30537461	L12-10PL+	0.5~10 μL
30537462	L12-20PL+	2~20 μL
30537463	L12-50PL+	5~50 μL
30537464	L12-200PL+	20~200 μL
30537465	L12-300PL+	20~300 μL

メトラー・トレド株式会社
レイニン事業部
お問い合わせ: www.mt.com/contacts

www.mt.com/rainin

詳細はウェブサイトをご覧ください

仕様は予告なく変更される場合があります
© 09/2025 METTLER TOLEDO. All rights reserved
30695258 Rev C
Rainin MarCom