



Calibración y mantenimiento

Piezas OEM y especificaciones

Técnicos formados en fábrica

Gobernanza global de datos

Planes para adaptarse
a cualquier necesidad

Rainin 360+

Calibración de pipetas

Un servicio en el que puede confiar

METTLER TOLEDO

El rendimiento de las pipetas importa

Confíe en el rendimiento de METTLER TOLEDO

Su trabajo es demasiado importante para arriesgarse a obtener datos inexactos o incoherentes debido al bajo rendimiento de las pipetas. El servicio de pipetas de METTLER TOLEDO es riguroso y exhaustivo, y lo llevan a cabo técnicos altamente cualificados y experimentados que conocen sus pipetas. Asegúrese de que estas importantes herramientas de investigación ofrezcan la fiabilidad y la reproducibilidad de las que depende su trabajo con el mantenimiento de METTLER TOLEDO.

El servicio de pipetas fiable forma parte del sistema Rainin 360+™ para optimizar los resultados de manipulación de líquidos. Las pipetas de precisión, las puntas de alta pureza y el mantenimiento especializado están respaldados por innovadoras herramientas, software y formación para asegurar un rendimiento excepcional en todos sus flujos de trabajo. Vea la contraportada para obtener más información.

Gracias a unos estándares de medición globales y seguros, así como al mayor equipo de mantenimiento del mundo, solo METTLER TOLEDO ofrece la amplitud, la capacidad y el nivel de integridad de los procesos necesarios para controlar sus pipetas.



El mayor equipo de mantenimiento del mundo

Hemos creado la mayor empresa de mantenimiento de pipetas del mundo, que incluye la mayor red de laboratorios de mantenimiento acreditados por la norma ISO 17025 y equipos de mantenimiento in situ para asegurar un rendimiento de mantenimiento constante y fiable en más de 40 países.



Técnicos formados en fábrica

Todos los técnicos de calibración de pipetas cuentan con formación en fábrica y disponen de balanzas de última generación de METTLER TOLEDO para asegurar una medición gravimétrica exacta y proporcionar una experiencia de servicio de pipetas completa y fiable.



Gobernanza global de datos

Nuestra solución global de servicio de pipetas (GPSS) registra de forma segura los datos de las mediciones directamente desde la balanza para eliminar cualquier posibilidad de que se registren resultados inexactos. Siguiendo un único estándar global, también se vincula directamente a PipetteX para la entrega de certificados de calibración electrónicos. Conformidad con 21 CFR parte 11.

► Solicite hoy la calibración de pipetas. www.mt.com/pipette-service



Piezas OEM y especificaciones

El mantenimiento y la reparación se llevan a cabo de acuerdo con las principales especificaciones de los fabricantes de pipetas, desde piezas de OEMs hasta las grasas recomendadas, para asegurar que sus instrumentos sigan funcionando con precisión y exactitud.



Planes para satisfacer sus necesidades

Tanto si prefiere el mantenimiento in situ como el servicio de correo, ofrecemos una amplia gama de planes de mantenimiento. Gracias a la rapidez de los plazos de entrega y a la posibilidad de satisfacer las necesidades de cualquier laboratorio, incluido el servicio de calibración ISO 8655, METTLER TOLEDO cuenta con los conocimientos y la capacidad para satisfacer sus necesidades exactas.



Su socio de mantenimiento de pipetas

Ofrecemos un experimentado equipo de profesionales de mantenimiento que pueden ayudarle a determinar qué intervalos de calibración y comprobaciones de verificación intermedia de pipetas se adaptan mejor a sus necesidades y flujos de trabajo.

Rainin 360+

Maximice el rendimiento de su sistema de pipeteo Rainin con una plataforma para el seguimiento de las pipetas y la gestión de la calibración, así como para la verificación del rendimiento de cualquier marca de pipetas directamente en la mesa de trabajo. Asegúrese de que todo su personal manipule las pipetas con la técnica adecuada (para cualquier flujo de trabajo) gracias a la formación de pipetas de METTLER TOLEDO.



SmartCheck™

Con SmartCheck de Rainin, cualquier usuario puede verificar con rapidez y facilidad que una pipeta funciona correctamente. Con tres volúmenes de prueba que usan agua desionizada, SmartCheck proporciona un resultado de superación/fallo en menos de 60 segundos.

► www.mt.com/SmartCheck



Software de gestión de activos PipetteX™

Descargue y almacene certificados de calibración y optimice la gestión diaria de calibraciones y el control de pipetas. Dedicará mucho menos tiempo al seguimiento y la gestión de la calibración de pipetas, y dispondrá de registros más completos y exactos. Conformidad con 21 CFR parte 11.

► www.mt.com/PipetteX



Good Pipetting Practice™

Mejore la calidad de los datos gracias a GPP™, nuestro enfoque completo y sistemático para maximizar la repetibilidad y la exactitud del pipeteo.

► www.mt.com/GPP

Rainin 360+, Global Pipette Service Solution, GPSS, PipetteX, SmartCheck, Good Pipetting Practice y GPP son marcas registradas de Mettler-Toledo Rainin, LLC.

www.mt.com/pipette-service

Para más información

Mettler-Toledo Rainin, LLC
División de laboratorio
Contacto: www.mt.com/contacts

Sujeto a cambios técnicos
© 07/2026 Mettler-Toledo Rainin, LLC. Todos los derechos reservados.

30812031 Rev B