



Calibração e Serviço

Peças e Especificações de OEM

Técnicos Treinados na Fábrica

Governança Global de Dados

Planos para Atender a Qualquer
Necessidade

Rainin 360+

Calibração de Pipeta

Um Serviço que Você Pode Confiar

METTLER TOLEDO

O Desempenho da Pipeta É Importante

Confie na Competência da METTLER TOLEDO

Seu trabalho é importante demais para arriscar ter dados inexatos ou inconsistentes devido ao mau desempenho da pipeta. O serviço realizado em pipetas da METTLER TOLEDO é rigoroso e abrangente, executado por técnicos altamente treinados, experientes e que conhecem suas pipetas. Garanta que essas importantes ferramentas de pesquisa ofereçam a confiabilidade e a reprodutibilidade das quais seu trabalho depende – com o Serviço METTLER TOLEDO.

O confiável serviço de pipeta faz parte do sistema Rainin 360+™ para geração de resultados ideais de manipulação de líquidos. Pipetas de precisão, ponteiros de alta pureza e serviço especializado contam com o suporte de ferramentas, software e treinamento inovadores para garantir um desempenho excepcional em todos os seus fluxos de trabalho. Veja a contracapa para saber mais.

Com padrões de medição globais e seguros, além da maior equipe de serviço do mundo, apenas a METTLER TOLEDO oferece a profundidade, a amplitude e o nível de integridade do processo e controle que suas pipetas exigem.



A Maior Equipe de Serviço do Mundo

Para garantir um desempenho consistente e confiável em mais de 40 países, desenvolvemos a maior organização de serviços de pipetas do mundo, incluindo a maior rede de laboratórios de serviços credenciados pela ISO 17025 e equipes de serviços no local.



Técnicos Treinados na Fábrica

Cada técnico de calibração de pipetas é treinado na fábrica e equipado com balanças de última geração da METTLER TOLEDO para garantir medições gravimétricas exatas e fornecer uma experiência de serviço de pipeta minuciosa e confiável.



Governança Global de Dados

Nossa Global Pipette Service Solution (GPSS) registra com segurança os dados de medição diretamente da balança, eliminando qualquer possibilidade de registro de resultados inexatos. Com adesão a um único padrão global, ela também se conecta diretamente ao PipetteX para a entrega do certificado de calibração eletrônico. Em conformidade com 21 CFR Parte 11.

► Solicite hoje mesmo a calibração das pipetas! www.mt.com/pipette-service



Peças e Especificações de OEM

A manutenção e os reparos são realizados de acordo com as especificações dos principais fabricantes de pipetas, desde peças OEM até as graxas recomendadas, para garantir que seus instrumentos continuem funcionando com precisão e exatidão.



Planos que Atendem às Suas Necessidades

Seja com serviço no local ou por correspondência, oferecemos uma ampla variedade de planos de serviço. Com um tempo de resposta rápido e a capacidade de atender às necessidades de qualquer laboratório, incluindo o serviço de calibração ISO 8655, a METTLER TOLEDO tem a capacidade e o conhecimento para atender às suas necessidades específicas.



Seu Parceiro de Serviço de Pipeta

Oferecemos uma equipe experiente de profissionais de serviço que podem ajudar você a determinar quais intervalos de calibração e testes de verificação de pipeta provisórios são mais adequados às suas necessidades e fluxos de trabalho.

Rainin 360+

Maximize o desempenho do seu sistema de pipetagem Rainin com uma plataforma para rastrear pipetas e gerenciar a calibração, e verifique o desempenho de pipetas de qualquer marca diretamente na bancada. E certifique-se de que toda a sua equipe manuseie pipetas com a técnica adequada, em todos os fluxos de trabalho, e com o treinamento em pipetas da METTLER TOLEDO.



SmartCheck™

Com o Rainin SmartCheck, qualquer usuário pode verificar de forma rápida e fácil se uma pipeta está funcionando corretamente. Com três volumes de teste usando água deionizada, o SmartCheck fornece um resultado de aprovação/reprovação em menos de 60 segundos.

► www.mt.com/SmartCheck



Software de Gerenciamento de Ativos PipetteX™

Faça o download e armazene certificados de calibração e dinamize o monitoramento diário de pipetas e o gerenciamento de calibração. Você gastará muito menos tempo monitorando e gerenciando a calibração das pipetas e terá registros mais completos e exatos. Em conformidade com 21 CFR Parte 11.

► www.mt.com/PipetteX



Good Pipetting Practice™

Melhore a qualidade dos seus dados com o GPP™ – nossa abordagem abrangente e sistemática para maximizar a exatidão e a repetibilidade da pipetagem.

► www.mt.com/GPP

Rainin 360+, Global Pipette Service Solution, GPSS, PipetteX, SmartCheck, Good Pipetting Practice e GPP são marcas registradas da METTLER TOLEDO Rainin, LLC.

www.mt.com/pipette-service

Para mais informações

Mettler-Toledo Rainin, LLC
Divisão de Laboratórios
Contato local: www.mt.com/contacts

Sujeito a alterações técnicas
© 07/2026 METTLER TOLEDO Rainin, LLC. Todos os direitos reservados.

30812035 Rev B