



校正とサービス

部品と仕様

訓練を受けた技術者

グローバルデータガバナンス

ニーズに応じたプランのご提案

Rainin 360+

ピペット校正 信頼できるサービス体験

METTLER TOLEDO

ピペットの性能の重要性

メトラー・トレドにお任せください

お客様の研究は非常に重要であるため、ピペットの性能低下による不正確または一貫性のないデータ取得というリスクを冒すことはできません。メトラー・トレドのピペットサービスは、ピペットを熟知し高度な訓練を受けた経験豊富な技術者が、厳格かつ包括的に実施します。メトラー・トレドのサービスをご利用いただくことで、重要な研究道具であるピペットで、研究に必要な信頼性と再現性を確保することができます。

信頼性の高いピペットサービスは、最適なりキッドハンドリング結果を得るためのRainin 360+™システムに含まれています。高精度ピペット、高純度チップ、専門家によるサービスはすべて、革新的なツール、ソフトウェア、トレーニングによって支えられており、ワークフロー全体で卓越したパフォーマンスを実現することができます。詳しくは裏表紙をご覧ください。

メトラー・トレドは、安全でグローバルな測定基準と世界最大のサービスチームを持ち、お客様のピペットが必要とするレベルのプロセスインテグリティとプロセス制御を提供します。



世界最大のサービスチーム

メトラー・トレドは、世界最大のピペットサービス組織 (ISO 17025認証のサービスラボとオンサイトサービスチームの最大ネットワークを含む) を構築し、40か国以上で一貫した信頼性の高いサービスパフォーマンスを保証しています。



訓練を受けた技術者

すべてのピペット校正技術者は訓練を受けており、正確な重量測定を保証するために最新のメトラー・トレド天びんを用意し、徹底した信頼性の高いピペットサービスを提供します。



グローバルデータガバナンス

メトラー・トレド独自のGPSS (Global Pipette Service Solution) は、天びんから直接測定データを安全に記録することで、不正確な結果を記録する可能性を排除します。また、単一のグローバルスタンダードに準拠し、PipetteXと直接リンクして電子校正証明書を発行します。21 CFR Part 11準拠。

▶ ピペット校正のご依頼はこちら www.mt.com/pipette-service



部品と仕様

メンテナンスと修理は、部品や推奨グリースなど、主要なピペットメーカーの仕様に従って行われ、お客様のピペットが精度と正確性を維持することを保証しています。



ニーズに応じたプランのご提案

オンサイトサービスでもデポサービスでも、幅広いサービスプランをご用意しています。メトラー・トレドは、迅速な校正と、あらゆるラボのニーズに対応できる能力 (ISO 8655校正サービスなど) で、お客様の厳しいニーズに応えます。



あなたのピペットサービスパートナー

経験豊富な専門家チームが、お客様のニーズやワークフローに最適な校正間隔やピペットの中間検証テストを決定するお手伝いをします。

Rainin 360+

ピペットの追跡や校正管理を行うプラットフォームでは、レイニンピペティングシステムのパフォーマンスを最大限に高めるとともに、ベンチであらゆるブランドのピペットのパフォーマンスを検証することができます。また、メトラー・トレドのピペットトレーニングにより、どのようなワークフローであってもチーム全員が適切な技術でピペットを扱えるようになります。



SmartCheck™

レイニンのSmartCheckを使えば、誰でもピペットが正しく動作しているか、すばやく簡単に確認することができます。SmartCheckは脱イオン水を使用して3回のテスト容量で、60秒以内に合否結果を出します。

▶ www.mt.com/SmartCheck



PipetteX™ アセット管理ソフトウェア

校正証明書をダウンロードして保存し、日々のピペットの追跡と校正管理を効率化することができます。ピペット校正の追跡と管理に費やす時間が大幅に削減され、より完全で正確な記録を残せるようになります。21 CFR Part 11準拠。

▶ www.mt.com/PipetteX



Good Pipetting Practice™

GPP™は、ピペティングの精確さと再現性を最大限に高めるための包括的かつ体系的なアプローチで、データ品質を向上させます。

▶ www.mt.com/GPP

Rainin 360+、Global Pipette Service Solution、GPSS、PipetteX、SmartCheck、Good Pipetting Practice、GPPは、Mettler-Toledo Rainin, LLCの商標です。

www.mt.com/pipette-service

詳細はウェブサイトをご覧ください

メトラー・トレド株式会社
レイニン事業部
お問い合わせ：www.mt.com/contacts

仕様は予告なく変更される場合があります
© 07/2026 Mettler-Toledo Rainin, LLC. All rights reserved.

30812036 Rev B