## Recomendação GWP

## Amostra para LAB

Com a Recomendação GWP®:

- você adquire somente equipamentos com a precisão exata para atender seus requisitos de processo e qualidade
- você leva em conta fatores ambientais e regulatórios antes da seleção do equipamento

A recomendação GWP® está disponível gratuitamente em todo o mundo e pode ser emitida para qualquer balança da METTLER TOLEDO.

Você fez o download de uma amostra que destaca a seleção científica de uma balança com base em suas necessidades de processo.

A recomendação GWP® fornece evidência documentada de que o instrumento selecionado atende aos requisitos metrológicos, ambientais e regulatórios.





A resolução de uma balança é muitas vezes confundida com precisão. Na verdade, a resolução é apenas um aspecto que contribui para a incerteza de medição, que é a expressão científica da precisão do instrumento. Para garantir medição precisa, é preciso considerar, no mínimo, os seguintes fatores antes da seleção de uma nova balança:



- 1 Informações do cliente
- 2 Informações do instrumento
- 3 Requisitos e realizações de pesagem: precisão extrema de códigos de cor e fator de segurança



- 4 Pesos de teste e classes de peso recomendados
- 5 Explicações e observações detalhadas

www.mt.com

Para mais informações



## Mettler-Toledo Ind. e Com. Ltda.

Av. Tamboré, 418 – Barueri/SP Tel.: 11 4166-7400 Fax: 11 4166-7401

Sujeito a alterações técnicas © 01/2013 Mettler-Toledo AG Impresso no Brasil MCG MarCom Greifensee



GWP® é o único padrão global com base científica para o gerenciamento eficiente do ciclo de vida útil dos sistemas de pesagem, aplicáveis a todos os tipos de sistemas de pesagem de qualquer fabricante. Ele ajuda a:

- escolher a balança correta
- calibrar e operar o equipamento de pesagem com segurança
- cumprir com as normas de qualidade em vigor, de conformidade, de laboratório e de fabricação

www.mt.com/GWP