

專用移液器

彈指之間，輕鬆控制 低施力抽吸與分注




可變速、低施力

可輕鬆調整抽吸/分注速度，使用彈性更大，可用於各種溶液及介質，並保護纖細的細胞。



輕量、易於使用

符合人體工學的設計使其輕巧、重心平衡且容易掌握。另外還附有支撐放置架，讓你能在使用儀器的空檔安置在工作檯上。



使用範圍寬廣

所有類型的1 mL到100 mL血清及微量移液器皆適用，可轉移從0.1 mL到100 mL的液體。



蓄電量強大

只要完整充電一次，就能使用15小時；只要充電10分鐘，就可以使用最多一小時。



Rainin SP移液器控制器 輕量、易如反掌

Rainin SP完美結合卓越人體工學設計與最先進技術，再加上業界最迅捷的充電時間，即使面對最具挑戰性的液體處理需求，也能快速輕鬆完成。

Rainin SP移液器控制器

Rainin SP有助於降低成本，因為從0.1 mL到100 mL都在移液量範圍內，並能與所有類型的血清移液器搭配使用（包括1 mL、2 mL、5 mL、10 mL、15 mL、25 mL、50 mL及100 mL）。

具體應用範圍

- 細胞培養
- 細菌和酵母菌培養
- 樣本製備（DNA/RNA/ 蛋白質萃取）

液體轉移

- 緩衝液
- 化學物質
- 介質

使用環境

- 於工作檯上
- 於生物安全櫃及通風櫥中



訂購資訊

產品	描述	材料編號
Rainin SP移液器控制器 (中國)	Rainin SP移液器控制器	30671413
Rainin SP移液器控制器	Rainin SP移液器控制器	30671414
磁力懸掛™	磁力懸掛	30671310
支撐放置架	支撐放置架	30621248
電源變壓器	電源變壓器	30671311
抽吸滴管尖頭	抽吸滴管尖頭	30621241
過濾器 (未滅菌)	過濾器 (未滅菌) (1件)	30621244
過濾器 (無菌型)	過濾器 (無菌型) (1件)	30695285
移液器轉接器	移液器轉接器	30621247

RAININ、Pipetting360與Hang-up™ 是Mettler-Toledo RAININ, LLC的商標。

METTLER TOLEDO Group

實驗室部門

本地聯絡方式：www.mt.com/contacts

技術資料將不定期變更

© 11/2021 METTLER TOLEDO. 版權所有。

30743873B

Rainin MarCom

mt.com/Rainin-SP

瞭解更多資訊