

# Controllo semplificato a portata di mano

## Aspirazione e dosaggio a forza ridotta




### Velocità variabile, forze ridotte

Le velocità di aspirazione/dosaggio facilmente regolabili offrono una maggiore flessibilità con varie soluzioni e mezzi e protezione per celle sensibili.



### Leggero, facile da usare

Il design ergonomico lo rende leggero, ben bilanciato e facile da maneggiare. Il telaio di supporto incluso consente di appoggiare lo strumento sul banco tra un utilizzo e l'altro.



### Ampia gamma

Funziona con tutti i tipi di pipette sierologiche e micropipette da 1 ml a 100 ml e può trasferire liquidi da 0,1 ml a 100 ml.



### Batteria di lunga durata

Garantisce 15 ore di funzionamento con una singola carica e fino a un'ora di funzionamento dopo soli 10 minuti.



### Controller per pipette Rainin SP

Leggero, straordinariamente facile da usare

Rainin SP combina elegantemente ergonomia eccellente, tecnologia all'avanguardia e tempi di ricarica più rapidi del settore per soddisfare le esigenze di manipolazione dei liquidi più complesse con rapidità e facilità.

# Controller per pipette Rainin SP

Rainin SP contribuisce a ridurre i costi trasferendo volumi di liquido compresi tra 0,1 ml e 100 ml e funziona con qualsiasi tipo di pipetta sierologica (1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 25 ml, 50 ml e 100 ml).

## Applicazioni specifiche

- Coltura cellulare
- Coltura di batteri e lieviti
- Preparazione del campione (estrazione di DNA/RNA/proteine)

## Trasferimento di liquidi

- Tampone
- Prodotti chimici
- Mezzo

## Ambiente

- Sul banco
- Nelle cappe aspiranti utilizzate in biosicurezza e chimica



## Informazioni per l'ordine

Prodotto	Descrizione	Numero materiale
<b>Controller per pipette Rainin SP (Cina)</b>	Controller per pipette Rainin SP (Cina)	30671413
<b>Controller per pipette Rainin SP</b>	Controller per pipette Rainin SP	30671414
<b>Gancio magnetico Hang-up™</b>	Gancio magnetico	30671310
<b>Telaio di supporto</b>	Telaio di supporto	30621248
<b>Adattatore</b>	Adattatore	30671311
<b>Cono di aspirazione</b>	Cono di aspirazione	30621241
<b>Filtro (non sterilizzato)</b>	Filtro (non sterilizzato) (1 pz.)	30621244
<b>Filtro (sterilizzato)</b>	Filtro (sterilizzato) (1 pz.)	30695285
<b>Adattatore per pipette</b>	Adattatore per pipette	30621247

Rainin, Pipetting 360 e Hang-up™ sono marchi di Mettler-Toledo Rainin, LLC.

### Gruppo METTLER TOLEDO

Divisione Laboratory  
Contatto locale: [www.mt.com/contacts](http://www.mt.com/contacts)

Documento soggetto a modifiche tecniche  
© 11/2021 METTLER TOLEDO. Tutti i diritti riservati.  
30743876B  
Rainin MarCom

[mt.com/Rainin-SP](http://mt.com/Rainin-SP)

Per maggiori informazioni