

Resultados precisos

Resultados precisos en cualquier entorno



Diseño compacto

Diseño compacto y práctico, sin comprometer la precisión ni el rendimiento. Plato de pesaje grande para trabajar con comodidad.



Portátil y recargable

Todos los modelos PL-S pueden funcionar con corriente alterna o con batería (también con pilas recargables opcionales) y, por tanto, son ideales para trabajar en situaciones donde sea difícil encontrar una fuente de alimentación.



Recuperación de peso y factor libre

Con sólo pulsar un botón se puede recuperar el valor de peso estable más reciente. Ahora es posible consultar la transcripción fácilmente y tantas veces como se desee. El factor libre permite multiplicar los resultados por una constante del modo más sencillo posible.



Modelos de alta precisión

PL83-S es una de las balanzas más compactas del mercado. Es la solución ideal cuando se requiere precisión en un espacio limitado.



Línea PL-S Classic Light

Balanzas portátiles de alta precisión

Las balanzas PL-S Classic Light ofrecen resultados precisos, calidad suiza y funcionamiento práctico en un diseño compacto. La balanza PL83-S, una de las más pequeñas del mercado, es una solución idónea cuando se requiere precisión en un espacio limitado. Además, los programas de aplicación incorporados mejoran la PL-S y le permiten adaptarse a todas las situaciones.

METTLER TOLEDO

Balanza PL-S Classic Light: descripción general del modelo



Resolución	Modelo	Carga máx.	Ajuste	Repetibilidad	Linealidad	Aprobaciones	Tamaño de balanza (Al. x An. x Pr.)	Plato de pesaje (mm)
0,001 g	PL83-S	81 g	Cal Ext	0,0008 g	0,002 g	•	194 x 225 x 137 mm	Ø 100
0,01 g	PL202-S	210 g	Cal Ext	0,008 g	0,02 g		194 x 225 x 67 mm	
(*S2=0,02 g)	PL202-S2*	210 g	Cal Ext	0,008 g	0,02 g	•	194 x 225 x 67 mm	Ø 120
0,01 g	PL602-S	610 g	Cal Ext	0,008 g	0,02 g	•	194 x 225 x 67 mm	
	PL802-S	810 g	Cal Ext	0,008 g	0,02 g	•	194 x 225 x 67 mm	
	PL1502-S	1510 g	Cal Ext	0,01 g	0,03 g	•	194 x 225 x 67 mm	Ø 160
0,1 g	PL601-S	610 g	Cal Ext	0,08 g	0,2 g	•	194 x 225 x 67 mm	
(*S2=0,2 g)	PL1501-S	1510 g	Cal Ext	0,08 g	0,2 g		194 x 225 x 67 mm	
	PL1501-S2*	1510 g	Cal Ext	0,1 g	0,2 g	•	194 x 225 x 67 mm	
	PL3001-S	3100 g	Cal Ext	0,08 g	0,2 g		194 x 225 x 67 mm	
	PL3001-S2*	3100 g	Cal Ext	0,1 g	0,2 g	•	194 x 225 x 67 mm	
	PL6001-S	6100 g	Cal Ext	0,08 g	0,2 g	•	194 x 225 x 67 mm	
	PL8001-S	8100 g	Cal Ext	0,08 g	0,2 g	•	194 x 225 x 67 mm	
1 g	PL6000-S	6100 g	Cal Ext	0,8 g	2 g	•	194 x 225 x 67 mm	

Características



Ajuste por pulsación de tecla con una pesa externa.



Cubierta de protección Cubre toda la carcasa y protege la balanza de manchas y arañazos.



Funcionamiento con batería Total independencia de la fuente de alimentación durante 20 horas.



Gancho de pesaje inferior para pesar debajo de la balanza



Unidades Resultados de pesaje en distintas unidades: kg, g, mg, lb, oz, oz, GN, dwt, mo, m, tl (según las normativas de cada país).



Incremento en pantalla Pesaje más rápido con resolución reducida.

Interfaces opcionales para PL-S



PL-S/03: RS232 + interfaz para pantalla auxiliar



PL-S/10: pilas recargables incorporadas



PL-S/13: RS232 + interfaz para pantalla auxiliar + pilas recargables incorporadas

Aplicaciones

Recuento de piezas, pesaje en porcentaje, pesaje dinámico, recuperación de peso, pesaje de comprobación, factor libre

Accesorios



Impresora RS-P26
Referencia 11124300
Teclas de operación de diseño ergonómico, como Cero, Fecha/Hora, Alimentación e Imprimir.



LabX direct balance
Referencia 11120340
Entrada de datos fácil conectando la balanza a un PC.



Dispositivo antirrobo
Referencia 590101
Cable de acero con cierre universal para seguridad de la báscula.



Pantalla auxiliar PL-S
Referencia 12102508



Pesas certificadas
Pesas para pruebas y ajustes personalizados con trazabilidad garantizada.
► www.mt.com/weights



Maletín de transporte
Referencia 12102982
Para experimentos en campo: permite transportar balanzas portátiles, adaptador de CA, pilas y pesas.

GWP®
Good Weighing Practice™
www.mt.com/GWP



Mettler-Toledo AG
Laboratory & Weighing Technologies
CH-8606 Greifensee (Suiza)
Tel.: +41 44 944 22 11
Fax: +41 44 944 30 60

Sujeto a cambios técnicos
© 03/2010 Mettler-Toledo AG
Impreso en Suiza 11795770
Global MarCom Switzerland

www.mt.com

Para más información