記入日

社内使用欄

ピペットオンサイト校正事前確認書

METTLER TOLEDO

実施希望月をプルダウンよりお選びください。ご希望に沿えない場合もございます、予めご了承願います。

第1希望： ☐上旬 ☐中旬 ☐下旬　第2希望： ☐上旬 ☐中旬 ☐下旬　第3希望： ☐上旬 ☐中旬 ☐下旬

1. 安全のためのご確認【必須】

☐ ピペットは汚染（放射線、バイオハザード等）がないことを確認しました。 【ピペットの洗浄方法】

☐ 放射線、バイオハザード等の汚染がなく、P1およびBSL1以下エリアでの作業場所を提供可能であることを確認しました。
※P2エリアの実験室しかご用意できない場合でも、当日P2レベルの実験を行わないと保証いただければ問題ございません。

2. メーカー名/モデル名/最大容量が記載されたピペットリストの準備

☐ 可能　※実施1週間前を目途にリストの送付をお願いいたします。

☐ 不可　※校正当日に実施不可のピペットがあった際にはご担当者へ報告させていただきます。

3. 校正機材の送付先【必須】

天秤等機材を実施場所と同じ温度にする為、前日着でお客様宛にて受け入れと移動をお願いしております。
送付物：キャスター付ジェラルミンケース(約1.2m×0.6m×0.6m) 約30kg、青色プラスチックBOX(約1.2m×0.4m×0.5m) 約25kg

☐ 申込書のエンドユーザー情報の住所(2ページ記載) ☐ 別途指定※エンドユーザー様の施設外へは発送いたしませんのでご了承ください。

住所:〒

会社名と部署名:

ご担当者様：　TEL:

4. 作業完了後の機材回収方法【必須】

機材回収の際にお客様出入りの運送会社様をご利用させて頂くことは可能でしょうか。
ご了承頂ける場合、運送会社様の記載をお願いいたします。（送料：弊社負担）

☐ ヤマト運輸 ☐ 日本通運 ☐ 配送業者利用不可（エンジニアによる当日回収）

☐ 上記以外の運送会社（下記にご記載願います）

5. 作業完了後のレポート送付先【必須】※どちらか選択

☐ ①多要素認証を用いたファイル共有方式（推奨） ▶手順マニュアル保管先はこちら ▶認証方法のイメージ動画はこちら

会社名:　ご担当者様:

携帯電話番号:　メールアドレス:

送付先は1名のみです。電子配信システムの仕様上、ファイルのダウンロードにはMicrosoft Authenticatorによる多要素認証が必要です。
スマートフォンによる認証が可能な方のメールアドレスを必ずご指定ください。認証できない場合、ファイルをダウンロードすることができません。

☐ ②ダウンロードリンク方式

会社名:　ご担当者様:

携帯電話番号:　メールアドレス:

6. 現地校正に関するご確認【必須】

☐ 校正はISO8655:2002(JIS K0970)スペックで行います。

☐ 当日現場で使用するチップはお客様でご準備いただきますようお願いいたします。（シングルピペット1本につきチップ3本程度）

☐ コンビチップ等の、チップによって最大容量が変わるピペットは5mLチップで測定します。
※その他の容量をご希望の場合はお手数ですが、ご要望欄に記載のうえ、チップのご用意をお願いいたします。

☐ ミクロ天びん設置のため、堅牢な造りで水平のとれる作業場所の提供をお願いいたします。（最低：横150cm X 奥行60cm以上）
※作業場所周辺に振動が発生するような遠心分離機やエアコン等の風が直接当たらない環境のご提供をお願いいたします。

☐ 校正作業には電源が1口必要になる為、コンセントを 1口ご用意をお願いいたします。

☐ 電動ピペットにつきましては、前日から充電していただき、事前に電源が入ることをご確認ください。

☐ 校正証明書の発行(Nvlap ロゴ付き17025)をご用命の場合、3ページ目をご一読頂き、必ずチェックをお願いします。

個人情報の取扱いについて
お客様の情報は新製品ご案内など各種情報をお届けする際に利用させていただくことがあります。お客様の情報は弊社と事前に秘密保持契約を結んだ業務委託先に必要な範囲で開示することがあります。
この情報に関し、訂正、削除など、ご本人様からのご依頼があった場合は、迅速に対応させていただきます。弊社担当者までご連絡ください。E-mail:privacy.jp@mt.com

ピペット現地校正　見積依頼書
認定プラン（整備前後エクステンド プラン）

エンドユーザー情報を必ず記入して下さい。（ 以下①②③が検査報告書または校正証明書に記載されます。）

①法人名:
②部署名と 使用者:
③住所:〒
エンド ユーザー 発注ご 担当者:　　TEL:　　E-Mail:

各プランからお選びください。下記の価格は全て2026年11月からの価格になっております。また、下記価格に消費税は含まれておりません。

認定プラン	予防保守	整備前 ※1,2	整備後 ※1,2	検査報告書
より 詳細なデータを 必要な場合 あるいはISO 8655レベルをご希望の場合	✔	3点(10,50,100%)　4回 3点(10,50,100%)　10回	3点(10,50,100%)　10回	✔

品番	プラン名（ 旧名称: Plan Bエクステンド ）	定価	ご依頼本数	小計
30767915	Onsite Single Ch 3x10 AF,PM,3x10 AR　現地シングルチャン ネル 整備前後3x10	25,450		
30767929	Onsite Multi-8 3x10 AF,PM, 3x10 AR　現地マルチチャン ネル8ch　整備前後3x10	74,870		
30767865	Onsite Multi-12 3x10 AF,PM,3x10 AR　現地マルチチャン ネル12ch　整備前後3x10	105,310		
30989285	Onsite Multi-16 3x10 AF,PM, 3x10 AR　現地マルチチャン ネル16ch　整備前後3x10	149,740		
30989286	Onsite Multi-24 3x10 AF,PM, 3x10 AR　現地マルチチャン ネル24ch　整備前後3x10	210,610		
17800300	NanoRep専用 0.1%追加プラン シングルチャンネル 整備前1x10 , 整備後1x10 （100μLシリンジを用いて0.1μLの校正を実施いたします）	11,470		

追加オプション

30520743	校正証明書の発行（ NVLAP ISO17025ロゴ入り ）最後に☐を押すと見積に反映されます	3,480		
30521281	トレーサビリ ティ 体系図 （ 1オーダーに付き、使用した天秤分の部数を発行します ）	3,480		

☐ スペックアウト(不合格)分のレポート発行希望
（チェックが無い場合、レポート発行せず無償にてご返却いたします。）

概算見積	0

※別途エリアに応じた派遣費がかかります。

＊　作業報告書等の資料は後日PDF形式にてメールで送付いたします。

＊　次回校正までの期間の選択（ 校正証明書の発行をご希望の場合は必ずチェック願います）
記載のない場合は、12ヶ月にて受付いたします。　☐ ＿＿＿か月後　☐ 前回と同じ期間　☐ 希望無し

＊　1日あたりの校正可能本数並びに最低本数の目安は以下の通りです。（全てシングルチャンネルで算出）

基本プラン	校正可能本数	最低本数
1点4回	70	50
2点4回	40	20
3点10回	20	10

作業内容:各機能の検査・ 予防保守・ ピストン 位置調整（要調整時）
検査報告書の発行(ISO17025ロゴ 入り の場合は校正証明書の発行）
※合否判定に不確かさ は含まれません。

【校正サービスに関する補足事項】
※1 モデルによっ ては（10%,100%） or（10%,50%,100%）の測定箇所ではなく、各メーカーのスペック表に記載されている測定箇所で測定を行うことがあります。
※2 オートレップ等のシリ ンジにより容量が変化する分注器（リピーター）は、 基本的に5MLのシリ ンジ(NanoRepは10MLのシリンジ)で測定します。
　なお、測定可能なシリンジ容量は20mL以下に限ります。標準以外の容量での測定をご希望の場合は、別途ご相談ください。
※3 マルチチャ ンネル6chの校正料金は、上記プランのマルチチャ ンネル8chと同一の設定となっております。

備考

メトラー・トレド 株式会社　技術サービ スセンター
〒213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
KSP R&D ビジネスパークビ ル B 棟 1階 118 号室
TEL:03-5815-5515　E-MAIL:onsite.pipet.jp@mt.com

ご請求先（代理店記入欄）

会社名:
ご担当者:
住所:〒
***E-Mail 入力必須です。メールアド レスがないと 受付できません。**
E-Mail:
TEL:

個人情報の取扱いについて
お客様の情報は新製品ご案内など各種情報をお届けする際に利用させていただくことがあります。お客様の情報は弊社と事前に秘密保持契約を結んだ業務委託先に必要な範囲で開示することがあります。この情報に関し、訂正、削除など、ご本人様からのご依頼があった場合は、迅速に対応させていただきます。弊社担当者までご連絡ください。E-mail:privacy.jp@mt.com

Mettler-Toledo K.K.

住所 川崎市高津区坂戸3-2-1
KSP R&Dビジネスパーク
B棟118
電話 03-5815-5515
e-mail onsite.pipet@mt.com

www.mt.com

このページはNvlapロゴ付き17025校正証明書をご用命の場合のみ、
ご一読頂き、1ページ目の該当欄にチェックをお願いします。

ISO 17025:2017 による現地校正

規定および受諾

弊社の現地校正の技術者は、御施設に対し、ISO 17025認定のピペットサービスを訪問し、提供する予定です。ISO 17025の2017年版では、弊社が提供する作業の側面を事前にご理解頂くことが必要です。

ピペットまたは分注器の校正は制御された条件下で行われる必要があります。ISO 8655:2002パート6では、これらの条件を次のように定義しています。

- 対流の少ない安定した環境の部屋
- 温度は15℃から30℃の間でなければならず、温度は1時間に+/- 0.5℃以下の変動
- 相対湿度は50%以上
- 天びんを置く作業台の表面は、しっかりと支えられ、振動がないもの

温度、湿度、圧力、振動のいずれかの条件が上記に適合しない場合、証明書上の不確かさが増す可能性があります。 例えば、ドラフトからの温度の変動は、誤差を引き起こす可能性があります。

証明書上では合格または不合格の判定がされます。適合性の判定は、分注された量が設定された量からの系統誤差がその許容誤差を超えているかどうか、および偶然誤差がその許容誤差を超えているかどうかによって判断されます。合否の判定には測定の不確かさの要素は含まれていません。仮に、これが御施設で問題になる場合は、系統誤差に対する不確かさも評価し、機器がその使用に適しているかどうかを判断してください。これは証明書から読み取ることができます。

17025認定作業として、技術者は弊社が持参する機器しか使用しません。御施設が提供した天びんで校正されたり、当社が提供するもの以外の機器が使用されたりすることはありません。

技術者は御施設からのオーダー内容と合致するサービスを実行しなければなりません。弊社は、御施設のニーズに対応するためにご協力いたしますが、仮に計画された内容の業務から逸脱する場合は、作業が実行される前に、御施設と弊社とで書面にて合意される必要があります。

御施設に対する機密保持は弊社にとっても重要です。 派遣された技術者は、御施設から受け取った情報を、他の顧客または個人に伝えることはありません。 弊社では、御施設の情報を機密にし、外部の誰ともそれを共有しません。

弊社は御施設に提供する作業と情報の公平性を確実にするよう努めます。派遣される技術者は、生成するデータの収集、処理、および結果に影響を与えるような外部の要因または要求は受付けしません。17025認定の証明書は、弊社の機器を使用し、御施設の機器に対し、公平に収集したデータから導き出された数学的結論を忠実に表すものでなければなりません。

満足するサービスを提供するのは弊社にとって非常に重要です。仮に実行された作業の一部が要求と一致しない場合は、可能であれば訪問中に修正できるように技術者に連絡してください。訪問の後にそれが分かった場合、上記の連絡先にその詳細をご連絡ください。弊社は顧客満足を確実にするために最善を尽くします。